



МАССАЖЕР ZET-723

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение

4 батареи типа AA

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная подушка поможет вам забыть про дискомфорт и наслаждаться возможностями грядущего дня.

Дома, в офисе, автомобиле или поезде – вы почувствуете приятное расслабление, и сможете отдохнуть с комфортом. Благодаря особой форме, подушка поддерживает анатомически правильное положение тела, предотвращая нарушение циркуляции или появление застоев крови.

ФУНКЦИИ:

- Для устранения усталости в мышцах, спазмов плечей и шеи.
- Для восстановления циркуляции крови.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Для эксплуатации необходимо вставить четыре батареи типа AA в специальный слот.

1. Установите массажер в удобном для вас месте.
2. Устройтесь так, чтобы массажер находился в той части тела, которую необходимо массажировать.
3. Нажмите кнопку для включения.
4. Когда вы закончите свой массаж, выключите прибор, обратным нажатием кнопки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany