



# МАССАЖЕР ZET-741

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение

2 батареи типа АА (по 1,5В)

Уважаемый покупатель,  
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.  
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить  
ее для дальнейшего использования.

### ОПИСАНИЕ:

Новинка, обладающая усовершенствованной конструкцией, что добавило надежность в ее использовании. Ремни позволяют хорошо фиксировать подушку в удобном для вас положении. Это делает массаж максимально приспособленным под ваши потребности.

С этим поясом вы сможете провести массаж любой части тела: плеч, шеи, поясницы, спины, живота. А его особая форма учтет все особенности строения вашего тела.

### ФУНКЦИИ:

- Для устранения усталости в мышцах, спазмов плечей и шеи, спины.
- Для восстановления циркуляции крови.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

**Для эксплуатации необходимо вставить две батареи типа АА в специальный слот.**

1. Защелкните застежку ремня и проверьте, правильно ли он установлен. Если ремень слишком тугой, исправьте его длину.
2. Нажмите кнопку «ON / OFF» один раз, чтобы активировать устройство. Вибрационный массажный пояс сразу начнет вибрировать.
3. Нажмите кнопку «ON / OFF» еще раз, чтобы активировать второй уровень скорости.
4. Нажмите кнопку «ON / OFF» в третий раз, чтобы отключить устройство.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
  - механические повреждения;
  - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
  - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
  - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
  - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,  
Zenet GmbH  
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany