



МАССАЖЕР ZET-860

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V / 4 A
Мощность	48W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная накидка оснащена массажными роликами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок расслабляют мышцы и устраняют их спазмы. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое удобное для вас время.
2. 4 массажных мотора расслабляют спину и бедра.
3. Вибрационный массаж зоны бёдер.
4. Простой в использовании пульт управления
5. Регулируемые ремни крепятся к вашему сиденью.
6. Успокаивающая термофункция для более глубокого проникновения.
7. Оснащен регулируемой массажной подушкой для головы.
8. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобильного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
 2. «POWER» включает и выключает массажёр.
 3. Массаж головы и шеи – кнопка «NECK».
- Отрегулируйте ручную высоту и наклон массажной подушки.
(3 см вверх и 90° наклон)

- Нажмите 2 кнопки сзади подушки одновременно, а затем потяните подушку вверх.
- 4.«HEAT», активирует функцию нагрева, и загорится соответствующий индикатор.
 - 5.«SEAT» включает функцию вибрационного массажа в сиденье и управляется кнопками «L»- слабый, «M»- средний, «H»- сильный.
 - 6.Кнопки управляющие массажными зонами.
«FULL» - массаж всей спины сверху вниз и обратно.
«Upper» - массаж верхней части спины и плеч.
«Lower» - массаж нижней части спины и поясницы.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany