



# МАССАЖЕР ZET-718

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/частота	Мощность
220V/50 Hz	25 W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET. Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Включите в сеть прибор.
2. Держите ручку плотно и установите подходящую вам скорость массажа.
3. Выключите прибор, если Вы закончили им пользоваться.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



1. Шипованная насадка (для стимуляции кровообращения): Используется для стимулирования акупунктурных точек на теле, особенно в области ладоней, подошв и бедер.



2. Термонасадка: Предназначена для помощи в удалении жира и используется для массажа живота, талии, бедер и плечей.



3. Насадка для массажа простаты.



4. Точечная насадка: Используется для точечного массажа тела.



5. Насадка для головы и плеч: Используется для массажа головы, плеч, спины и талии.

### ЗАМЕТКИ:

- Держите прибор подальше от огня.
- Не используйте во время сна
- Избегайте контакта прибора с глазами или другими чувствительными частями тела
- Не разбирайте прибор самостоятельно
- После использования убедитесь что питание отключено.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
  - механические повреждения;
  - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
  - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
  - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
  - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель \_\_\_\_\_

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,  
Zenet GmbH  
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи \_\_\_\_\_

Магазин \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_