



МАССАЖЕР ZET-760

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V ~ 0,8 A
Мощность	9,6W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Проблемы со сном и холодные ноги зачастую являются следствием нарушения кровообращения. Судороги мышц, отеки ног и застои крови могут быть вызваны долгим сидением и нехваткой двигательной активности. И поэтому целенаправленный массаж оказывает положительное влияние на личное самочувствие и весь организм в целом.

ОСОБЕННОСТИ:

- Массажер для ног обеспечивает нежный и бодрящий массаж и улучшает кровообращение.
- Быстрый и деликатный эффект прогревания (3-5 мин.), позволит мышцам быстрее расслабиться, а вам получить желанный результат.
- Функция нагрева может также использоваться без массажа только для поддержания тепла.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Поместите прибор на пол перед стулом. Сядьте, поместите ноги внутри устройства и расслабьтесь. Рекомендуется использовать только с внутренним чехлом.
2. Запустить массажёр можно с помощью кнопки «ON / OFF».
3. Массажёр выключается автоматически через 30 мин.
4. Массаж и функция нагрева можно включать в соответствии с вашими предпочтениями.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany