



МАССАЖЕР ZET-780

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V / 1,2 A
Мощность	14,4W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная накидка оснащена массажными роликами. Лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок расслабляют мышцы и устраняют их спазмы. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Подушка в области головы матраса для удобства.
2. Матрас изготовлен из мягкой и приятной на ощупь такни.
3. Тепловая функция во время массажа.
4. 5 массажных программ.
5. 8 массажных головок – по 2 на каждую зону.
6. Расслабляющий вибрационный массаж для всего тела.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. «POWER» включает и выключает массажёр.
3. Массаж головы и шеи – кнопка «NECK».
4. Кнопка «BACK», активирует функцию массажа спины.
5. Кнопка «THIGHS», активирует функцию массажа, бёдер и ягодичной зоны.
6. Кнопка «FEET», активирует функцию массажа спины.
7. Кнопка «HEAT», активирует функцию нагрева, и загорится соответствующий индикатор.

8. Кнопка «MODE», предоставляет 5 специально разработанных автоматических программы для всего тела, которые выполняют различные техники массажа. роликовый, разминающий, вибрационный массажи, Шиаци и авто режим. Авто режим будет автоматически изменять массажный режим.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany