



МАССАЖЕР ZET-854

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота	12V ~ 2.5 A
Мощность	30W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Массажная накидка оснащена уникальными нефритовыми массажными роликами. Лечебный эффект натурального нефрита значительно усиливается с помощью интегрированного нагрева. Нагревание камня осуществляется медленно, лишь через несколько минут вы ощутите тепло. В этой фазе нагревания движения вращающихся массажных головок расслабляют ткани и устраняют поверхностные уплотнения и напряжения. Подключаемый вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Нефритовые массажные ролики с прогревом.
2. 3 вида массажа: шиаццу, роликовый и вибромассаж.
3. 4 вращающихся массажных головки и 2 с функцией нагрева.
4. Регулировка зон массажа спины: вся спина/верхняя/нижняя части.
5. Регулировка массажных роликов по ширине спины.
6. Регулировка направления вращения роликов.
7. Функции массажа можно совмещать.
8. Пульт дистанционного управления со светодиодной индикацией.
9. Автоматический таймер на 15 минут.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. Нажмите кнопку питания «POWER» при этом загорится индикатор.
3. Кнопка «HEAT», активирует функцию нагрева.

4. Кнопка «VIBRATION», активирует функцию вибромассажа.
5. ШИАЦЦУ и РОЛИКОВЫЙ режимы возможно использовать на всей спине \ верхней \ нижней части. Нажимая соответствующую кнопку для управления («FULL BACK» \ «UPPER BACK» \ «LOWER BACK»)
6. Кнопкой «SPOT» можно объединять несколько массажных зон
7. Кнопка «WIDTH» для регулировки направления вращения роликов

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____